

KARIES SCREEN TEST. DE

Kontrolle ist gut -
getestet ist besser!



Inhalt des KariesScreenTest +P

Der KariesScreenTest +P ermöglicht die Bestimmung der bakteriologischen und funktionellen Speichelparameter und ermöglicht so ein frühzeitiges Erkennen des bakteriellen Shifts von der Homöostase hin zu einem dysbiotischen Zustand.

Bakteriennachweis für
SM and LB



Pufferkapazitäts Test




Paraffinkapseln zur Gewinnung
der Speichelprobe



CO2 Tablette



Meßpipette 1ml



Inhalt:
5 SM/LB
5 Puffertests